МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА РАДИОТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа № 3.5.1 Изучение плазмы газового разряда в неоне

> Климова Екатерина Группа Б01-108

Цель работы: изучение вольт-амперной характеристики тлеющего разряда; изучение свойств плазмы методом зондовых характеристик.

В работе используются: стеклянная газоразрядная трубка, наполненная неоном; высоковольтный источник питания; источник питания постоянного тока; делитель напряжения; потенциометр; амперметры; вольтметры; переключатели.

1 Аннотация

В работе предлагается измерить вольт-амперную характеристику тлеющего разряда и зондовые характеристики при разных токах разряда. По результатам измерений рассчитать концентрацию и температуру электронов в плазме, степень ионизации, плазменную частоту и дебаевский радиус экранирования.

2 Теоретическое введение

Как известно, вещество может находиться в трех агрегатных состояниях — твердом, жидком или газообразном, причем эти состояния последовательно сменяются при возрастании температуры. Если и дальше нагревать газ, то сначала молекулы диссоциируют на атомы, а затем и атомы распадаются на электроны и ионы, так что газ становится ионизованным, представляя собой смесь из свободных электронов и ионов, а также нейтральных частиц. Если степень ионизации газа (отношение числа ионизованных частиц к общему их числу) оказывается достаточно велика, то поведение заряженных частиц принимает коллективный характер, так что описание свойств среды не может быть сведено к описанию обычного газа. Такое состояние ионизованного газа называется плазмой.

Из характерных свойств плазмы можно выделить высокую электропроводность и квазинейтральность. Частицы в плазме стараются распределиться таким образом, чтобы средняя плотность заряда была равна нулю. Равенство концентраций положительных и отрицательных частиц — квазинейтральность — нарушается, как правило, лишь в микроскопических масштабах из-за тепловых флуктуаций.

В низкотемпературной плазме ($T\approx 10^4~{\rm K}$) степень ионизации атомов обычно невелика. Например, в тлеющем газовом разряде (при низком давлении газа и малом токе) люминисцентной лампы концентрация электронов составляет $n_e\approx 10^9~{\rm cm}^{-3}$, а концентрация нейтральных молекул — $n_0\approx 10^{14}~{\rm cm}^{-3}$. Лишь внутри звезд и в некоторых установках, где температуры достигают $T\approx 10^6~{\rm K}$ и более, доля ионизованных атомов приближается к единице.

Стационарное состояние плазмы часто является неравновесным. При этом электроны и ионы в плазме, как правило, имеют разную температуру. Это связано с тем, что масса электрона много меньше массы иона, поэтому при электрон-ионных столкновениях обмен энергией идет гораздо медленне, чем при столкновениях частиц одного сорта. Например, в тлеющем газовом разряде обычно имеются «холодные» ионы и «горячие» электроны. Так получается из-за того, что в сильно разреженном газе

электроны ускоряются внешним электрическим полем, почти не теряя энергии при соударениях с ионами и атомами газа или стенками сосуда, — в результате электроны разгоняются до высоких температур $T_e \approx 10^4$ К. Ионы же, напротив, быстро отдают полученную от поля и от электронов энергию нейтральным атомам газа и атомам стенок, поскольку их массы близки, — поэтому их температура оказывается порядка комнатной ($T_i \approx 300$ K).

2.1 Плазменная частота




Рис. 1. Плазменные колебания

Выделим в нейтральной плазме некоторый объем в виде параллелепипеда (рис. 1); обозначим концентрацию электронов как n_e ; ионы для простоты будем считать однозарядными (в уравнении квазинейтральности плазмы $-en_e+(Ze)n_i=0$ количество электронов, которое отдает в плазму каждый ион, Z=1), тогда $n_e=n_i$. Предположим, что все электроны сместились на расстояние x относительно ионов. Ионы же весят существенно больше, поэтому их можно считать неподвижными. В результате на боковых гранях пераллелепипеда возникнут нескомпенсированные поверхностные заряды с плотностью $\pm n_e e \Delta x$, которые, как две пластины конденсатора, создадут элек-

трическое поле, которое будет действовать на электроны, придавая им ускорение:

$$\Delta \ddot{x} = -\frac{eE}{m_e} = -\frac{4\pi n_e e^2}{m_e} \Delta x.$$

Видно, что полученное уравнение описывает гармонические колебания с частотой

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}}. (1)$$

Таким образом, мы получили частоту коллективных колебаний электронов относительно квазинейтрального состояния. Такие колебания называют ленгмюровскими, а частоту ω_p — плазменной или *ленгмюровской*. Эта частота — один из важнейших параметров плазмы, потому что она определяет характерный временной масштаб для плазмы — время отклика на флуктуацию плотности заряда в ней.

2.2 Дебаевский радиус

Оценим амплитуду плазменных колебаний, возбужденных за счет тепловой энергии, содержащейся непосредственно в плазме.

Средняя скорость теплового движения электронов по порядку величины равна $\bar{v}_e \approx \sqrt{k_{\rm B}T_e/m_e}$. Тогда искомая амплитуда

$$r_D = \sqrt{\frac{k_{\rm B}T_e}{4\pi n_e e^2}} \approx \frac{\bar{v}_e}{\omega_p} \tag{2}$$


называется дебаевским радиусом и характеризует пространственный масштаб многих

плазменных явлений. Также видно, что дебаевский радиус есть амплитуда ленгмюровских колебаний, возбуждаемых тепловыми флуктуациями. Он задает масштаб, на котором возможно спонтанное нарушение квазинейтральности плазмы.

2.3 Плазменное экранирование

Поместим в равновесную плазму с температурой $T=T_e=T_i$ некоторую пробную частицу, имеющую фиксированный положительный заряд +q, и найдем, как распределятся заряженные плазменные частицы вокруг нее. Будем считать, что частица достаточно массивна, так что ее можно считать неподвижной.

Заряд будет притягивать к себе плазменные электроны, в результате чего вокруг него образуется «облако», заряженное отрицательно и экранирующее поле заряда на большом расстоянии от него — электрическое поле вокруг q будет быстрее убывать, чем по закону q/r^2 . Если бы электроны не имели кинетической энергии, то они так «облепили» бы пробный заряд, что его собственное поле было бы полностью скомпенсировано. Тепловое движение мешает такой компенсации.



Чтобы наглядно выявить характерные особенности данной задачи, предположим, что радиус r_0 пробной частицы велик по сравнению с дебаевским и будем рассматривать распределение поля вдоль ее поверхности — так мы сведем задачу к одномерной.

Рис. 2. Упрощенная геометрия задачи об экранировании заряда

Пространственное распределение электронов в равновесии подчиняется распределению Больцмана:

$$n_e = n_{e0} \cdot \exp \frac{e\varphi}{k_{\rm B}T},$$

где φ — потенциал электростатического поля, n_{e0} — концентрация электронов вдали от заряда, где $\varphi \to 0$. Будем считать, что температура электронов в плазме настолько велика, что

$$\frac{e\varphi}{k_{\rm B}T}\ll 1.$$

Найдем объемную плотность заряда:

$$\rho = -en_e + en_i \approx -en \cdot \frac{e\varphi}{k_{\rm B}T},$$

где $n = n_{e0} + n_{i0} = 2n_{e0}$ — полная концентрация заряженных частиц вдали от q. Запишем уравнение Пуассона для одномерного случая:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -4\pi\rho.$$

Учитывая граничные условия $(\varphi(\infty)=0$ и $\varphi(0)=\frac{q}{r_0})$, получим

$$\varphi(x) = \frac{q}{r_0} e^{-\frac{x}{r_D}}. (3)$$

Таким образом, потенциал поля и его напряженность, а также концентрация плазменных частиц изменяются при удалении от пробного заряда по экспоненциальному закону с характерной длиной порядка дебаевского радиуса. На расстояниях, превышающих эту длину, плазму фактически можно считать квазинейтральной, а поле заряда q практически экранированным. В связи с этим дебаевский радиус также называют paduycom экранирования.




Рис. 3. Схематичное распределение потенциала (сплошная) и плазменных зарядов (пунктиры)

Теперь можно дать количественное определение плазмы. **Плазмой** называется ионизованный газ, дебаевский радиус которого существенно меньше характерного размера области a, занимаемой этим газом:

$$\sqrt{\frac{k_{\rm B}T}{4\pi ne^2}} \ll a.$$

Именно при таком соотношении поведение среды носит коллективный характер. Иде- aльной называется плазма, энергия кулоновского взаимодействия частиц которой мала по сравнению с тепловой. Это выполняется, если в дебаевской сфере число частиц велико. Идеальную плазму можно с хорошей точностью рассматривать как идеальный газ.

2.4 Плавающий потенциал

Для исследования свойств плазмы используется зондовый метод. Зонд, представляющий собой небольшой проводник, помещается в плазму и измеряет электрический потенциал. Измерив вольт-амперную характеристику зонда, можно определить температуру плазмы, её дебаевский радиус и ленгмюровскую частоту.

При внесении проводника в плазму он подвергается бомбардировке заряженными частицами, преимущественно электронами. Будем считать плазму идеальной. Тогда

поток электронов на единичную поверхность (число частиц, ударяющихся о единичную поверхность за одну секунду) равен:

$$j = \frac{1}{4}n\bar{v},$$

где $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$ — средняя тепловая скорость движения частиц. Так как скорость электронов больше скорости ионов, то проводник зарядится отрицательно и приобретет отрицательный потенциал $-U_f$, называемый *плавающим потенциалом*.

В начальный момент времени потенциал зонда равен 0, тогда электронный и ионный токи, которые называют mennosumu равны:

$$I_{e0} = -\frac{n\bar{v}_e}{4}eS, \quad I_{i0} = \frac{n\bar{v}_i}{4}eS,$$

где S — площадь зонда, $n=n_e=n_i$. Когда потенциал зонда станет равен $-U_f$, то электроны будут замедляться зондовым полем, ионы ускорятся. Так как масса ионов большая, то потенциальный барьер зонда практически не повлияет на ионный ток:

$$I_i \approx I_{i0}$$
.

Электронный ток уменьшится, так как только электроны, обладающие достаточной кинетической энергией, способны преодолеть потенциальный барьер. Так как распределение электронов по энергии определяется распределением Больцмана, то электронный ток равен

$$I_e = I_{e0} \exp\left(-\frac{eU_f}{kT_e}\right).$$

В состоянии равновесия электронный и ионный токи равны $I_e=I_i$. Тогда

$$U_f = -\frac{kT}{e} \ln \frac{\bar{v}_i}{\bar{v}_e} = \frac{1}{2} \frac{kT}{e} \ln \frac{T_e m_i}{T_i m_e}.$$
 (4)




Рис. 4. Распределение потенциала в окрестности зонда

2.5 Измерение с помощью двойного зонда

При отсутствии разности потенциалов ток между зондами равен нулю. Рассчитаем величину тока, проходящего через двойной зонд вблизи точки I=0. При небольших разностях потенциалов ионные токи на оба зонда равны ионному току насыщения (формула Бома: $I_{i \text{H}} \approx 0.4 n_i e S \sqrt{\frac{2k_{\text{B}}T_e}{m_i}}$) и компенсируют друг друга. Величина результирующего тока целиком связана с различием в электронных токах. Пусть

$$U_1 = U_f + \Delta U_1$$

$$U_2 = U_f + \Delta U_2,$$
(5)

где U_1 — потенциал первого зонда, U_2 — потенциал второго зонда, $\Delta U_1, \Delta U_2 \ll U_f$. Напряжение U между зондами равно

$$U = \Delta U_2 - \Delta U_1.$$

Вольт-амперная характеристика зонда представлена на рис. (5). Приближенная зависимость, описывающая вольт-амперную характеристику двойного зонда:

$$I = I_{iH} \operatorname{th} \left(\frac{eU}{2kT_e} \right). \tag{6}$$

Током насыщения называется ток, которому соответствует точка пересечения наклонной асимптоты и оси ординат. На левой ветви в пределе $U \to -\infty$ электронный ток прекращается $I_e \to 0$, на правой ветви $U \to \infty$ прекращается ионный ток из-за потенциального барьера. Электронный ток насыщения можно оценить по формуле

$$I_{e H} pprox I_{e 0} pprox rac{1}{4} n_e S \sqrt{rac{8kT}{\pi m_e}}.$$

Из графика (5) сначала находится ионный ток насыщения I_{ih} из пересечения асимптот с осью U=0. Затем находится наклон графика в начале координат, из которого можно определить температуру электронов T_e . Дифференцируя (5) по U в точке U=0 и принимая во внимание, что при малых аргументах th $x\approx x$, найдем

$$k_{\rm B}T_e = \frac{1}{2} \frac{eI_{i_{\rm H}}}{\frac{dI}{dU}|_{U=0}},$$
 (7)

где $\frac{dI}{dU}$ — наклон характеристики зонда вблизи начала координат. По известным T_e и $I_{i\mathrm{H}}$ можно найти концентрацию заряженных частиц $n_i=n_e$ по формуле Бома.

Таким образом, двойные зонды удобно применять для измерения электронной температуры и концентрации частиц в плазме.




Рис. 5. Вольт-амперная характеристика двойного зонда

3 Экспериментальная установка

Схема установки для исследования плазмы газового разряда в неоне изображена на рис. 6. Стеклянная газоразрядная трубка имеет холодный (ненагреваемый) полый катод, три анода и геттерный узел — стеклянный баллон, на внутреннюю поверхность которого напылена газопоглощающая пленка (геттер). Трубка наполнена изотопом неона ^{22}Ne при давлении 2 мм рт. ст. Катод и один из анодов (I или II) с помощью переключателя Π_1 подключаются через балластный резистор $R_6 \approx 450$ кОм к регулируемому высоковольтному источнику питания (ВИП) с выходным напряжением до 5 кВ.




Рис. 6. Схема установки для исследования газового разряда

При подключении к ВИП анода-I между ним и катодом возникает газовый разряд. Ток разряда измеряется миллиамперметром A_1 , а падение напряжения на разрядной трубке — цифровым вольтметром V_1 (мультиметром GDM), подключенным к трубке через высокоомный (25 МОм) делитель напряжения с коэффициентом $(R_1+R_2)/R_2=10$.

При подключении к ВИП анода-II разряд возникает в пространстве между катодом и анодом-II, где находится двойной зонд, используемый для диагностики плазмы положительного столба.

Зонды изготовлены из молибденовой проволоки диаметром d=0.2 мм и имеют длину l=5.2 мм. Они подключены к источнику питания GPS через потенциометр R. Переключатель Π_2 позволяет изменять полярность напряжения на зондах. Величина напряжения на зондах измеряется с помощью дискретного переключателя V выходного напряжения источника питания и потенциометра R, а измеряется цифровым вольтметром V_2 (GDM). Для измерения зондового тока используется мультиметр A_2 (GDM). Анод-III в нашей работе не используется.

4 Ход работы

4.1 Вольт-амперная характеристика разряда

Подготовим приборы к работе в соответствии с техническим описанием. Плавно увеличивая выходное напряжение ВИП, определим напряжение зажигания заряда, то есть напряжение, которое показывал вольтметр V_1 непосредственно перед зажиганием: $U_{\text{заж}} = 220 \text{ B}$.

С помощью вольтметра V_1 и амперметра A_1 снимем вольт-амперную характеристику разряда $I_p(U_p)$, результаты занесем в таблицу 1:

U_p , B	I_p , мА
36.25	0.19
35.14	0.39
33.87	0.58
33.03	0.77
32.49	0.97
32.06	1.16
31.76	1.35
31.06	1.55
30.04	1.74
29.63	1.94
29.03	2.13
28.53	2.32
28.04	2.52
27.69	2.71
27.53	2.90
27.39	3.10
27.23	3.29
27.11	3.48
27.08	3.68
27.06	3.87
27.06	4.06
27.11	4.26
27.12	4.45
27.06	4.65
27.04	4.84

Таблица 1. Вольт-амперная характеристика разряда

Построим ВАХ разряда в координатах $U_p(I_p)$:




Рис. 7. График вольт-амперной характеристики разряда

Зная максимальный наклон графика, можно найти максимальное дифференциальное сопротивление разряда $R_{\rm диф}=dU/dI$. Максимальный наклон график будет иметь в первых трех своих точках:




Рис. 8. График вольт-амперной характеристики разряда; максимальный наклон

Отсюда видно, что (учитывая, что вольтметр подключен через делитель напряжения с коэффициентом 10) $|R_{\rm диф}|=(6.15\pm0.24)\cdot10^4$ Ом. Конечно, в определении погрешности значения сопротивления должна также сыграть роль погрешность определения тока на амперметре и напряжения на вольтметре, но они малы по сравнению с указанной выше.

4.2 Зондовые характеристики

Уменьшим напряжение ВИП до нуля, а затем будем плавно увеличивать до возникновения разряда. Установим максимальное значение разрядного тока $I_p=5\,$ мА и максимальное напряжение на зонде $U_3=25\,$ В. Измерим с помощью вольтметра V_2 и амперметра A_2 вольт-амперную характеристику двойного зонда $I_3(U_3)$ при трех различных фиксированных токах разряда $I_p-5\,$ мА, 3 мА и 1.5 мА на амперметре A_1 . Измерения будем проводить в диапазоне от $-U_{max}=-25\,$ В до $+U_{max}=25\,$ В, меняя полярность подключения зонда при нулевом токе. Занесем полученные зондовые характеристики в таблицу 2:


U_3 , B	I_3 , MKA	U_3 , B	I_3 , MKA	U_3 , B	I_3 , MKA
$I_p = 5.0 \text{ MA}$		$I_p = 3.0 \text{ MA}$		$I_p =$	1.5 мА
25.04	92.78	25.03	54.32	25.02	30.02
22.00	87.98	22.01	54.32	21.99	28.75
18.99	85.18	19.00	52.27	19.02	27.50
16.01	81.73	16.00	50.04	15.99	26.23
13.00	76.44	13.01	47.59	13.00	24.88
9.97	68.21	10.00	43.71	10.01	22.97
8.00	60.09	7.99	39.41	8.01	20.87
5.95	49.05	6.01	33.10	6.02	17.77
3.95	34.86	4.00	24.32	4.00	13.34
2.03	19.78	2.01	13.28	2.00	7.49
0.94	9.96	0.98	6.59	0.99	4.09
0.01	0.73	0.00	0.00	0.01	0.57
-0.01	0.88	-0.01	-0.61	-0.01	0.00
-0.96	-8.37	-1.01	-7.66	-1.00	-3.61
-1.99	-18.78	-2.00	-14.42	-1.99	-7.15
-4.00	-38.00	-4.01	-27.02	-4.01	-13.70
-6.00	-54.70	-5.98	-37.16	-6.03	-19.03
-8.00	-68.06	-8.00	-44.99	-8.01	-22.86
-9.99	-78.09	-10.00	-50.43	-10.02	-25.48
-13.00	-87.98	-13.00	-55.04	-13.00	-27.58
-16.03	-93.86	-16.00	-57.33	-16.00	-28.56
-18.98	-97.30	-18.99	-59.25	-19.00	-29.35
-22.01	-100.60	-22.03	-60.86	-21.99	-30.14
-25.04	-103.96	-25.03	-62.78	-25.03	-30.99

Таблица 2. Зондовые характеристики при различных значениях тока разряда


Построим зондовые характеристики $I_3 = f(U_3)$, отцентрируем кривые и с их помощью найдем температуры электронов T_e по формуле (7):

$$T_e = \frac{1}{2k} \frac{eI_{i\text{H}}}{\frac{dI}{dU}|_{U=0}},$$


где ток $I_{i\mathrm{H}}$ можно найти из перечения асимптоты к току насыщения с осью U=0 (рис. 9), $\frac{dI}{dU}_{U=0}$ — наклон I=f(U) в начале координат, $kT_e=(\Delta U)/2$ эВ, ΔU — расстояние между абсциссами точек пересечения асимптот на графиках на рис. 9.



(а) ВАХ двойного зонда, $I_p=5.0~\mathrm{mA}$



(b) ВАХ двойного зонда, $I_p=3.0~\mathrm{mA}$



(c) ВАХ двойного зонда, $I_p = 1.5 \text{ мA}$

Рис. 9 Зондовые характеристики при различных токах разряда

Температура электронов рассчитывается по уже упомянутой выше формуле:

$$T_e = \frac{\Delta U}{2k},$$

причем энергии 1 эВ соответствует температура порядка 11800 К. Эта формула в системе СИ. Далее, полагая концентрации электронов и ионов равными $(n_i = n_e = n)$, определим эти **концентрации** из формулы Бома:

$$I_{i\text{H}} = 0.4 n_e e S \sqrt{\frac{2kT_e}{m_i}}, \quad \rightarrow n_e = \frac{I_{i\text{H}}}{0.4 e S} \sqrt{\frac{m_i}{2kT_e}},$$

где $S=\pi dl=3.26$ мм² — площадь поверхности зонда, $m_i=22\cdot 1.66\cdot 10^{-27}$ кг — масса иона неона. Эта формула также в СИ.

Также мы можем рассчитать **плазменную (ленгмюровскую) частоту** ω_p (в СГС) по формуле (1):

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}} = 5.6 \cdot 10^4 \sqrt{n_e},$$

где $m_e = 9.1 \cdot 10^{-28} \ \Gamma$ — масса электрона, **электронную поляризационную длину** (в СГС):

$$r_{De} = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n_e e^2}} \text{ cm},$$

и дебаевский радиус экранирования:

$$r_D = \sqrt{\frac{kT_i}{4\pi n_e e^2}} \text{ cm},$$

где считаем, что $T_e \gg T_i, T_i \approx 300$ К. Среднее число ионов в дебаевской сфере рассчитывается по формуле

$$N_D = \frac{4}{3}\pi r_D^3 n_i,$$

а **степень ионизации**, считая давление в трубке приблизительно равным 2 торр (2 мм рт. ст.), можно найти как $\alpha = n_i/n$, где n — общее число частиц в единице объема $(P = nkT_i)$.

Теперь разберемся с погрешностями:

$$\varepsilon_{n_e} \approx \sqrt{\frac{1}{4}\varepsilon_{T_e}^2 + \varepsilon_{I_{ii}}^2};$$

$$\varepsilon_{T_e} \approx \varepsilon_{\Delta U};$$

$$\varepsilon_{\omega_p} \approx \frac{1}{2}\varepsilon_{n_e};$$

$$\varepsilon_{r_{De}} \approx \sqrt{\frac{1}{4}\varepsilon_{T_e}^2 + \frac{1}{4}\varepsilon_{n_e}^2};$$

$$\varepsilon_{r_D} \approx \frac{1}{2}\varepsilon n_e;$$

$$\varepsilon_{N_D} \approx \sqrt{\frac{1}{9}\varepsilon_{r_D}^2 + \varepsilon_{n_e}^2};$$

$$\varepsilon_{\alpha} \approx \varepsilon_{n_e}.$$

Наборы расчетов для трех различных токов разряда сведены в таблицу 3:

I_p , мА	$T_e \cdot 10^4$, K	$n_e \cdot 10^{-9}, \text{ cm}^{-3}$	$\omega_p \cdot 10^{-9}, \text{pag/c}$	r_{D_e} , MKM	r_D , MKM	N_d	$\alpha \cdot 10^{-6}$
1.5	4.1 ± 0.2	21.9 ± 2.2	8.2 ± 0.4	67.9 ± 13.6	5.7 ± 0.3	17.1	0.35
3.0	4.6 ± 0.2	42.5 ± 4.2	11.7 ± 0.6	51.5 ± 10.3	4.1 ± 0.2	12.3	0.67
5.0	5.4 ± 0.3	70.3 ± 7.0	14.0 ± 0.7	43.2 ± 8.6	3.2 ± 0.2	9.6	1.11

Таблица 3. Характеристики плазмы

По полученным результатам построим график зависимости электронной температуры от тока разряда $T_e(I_p)$:




Рис. 10. График зависимости электронной температуры от тока разряда

Уравнение полученной зависимости указано на графике. Также построим график зависимости концентрации электронов от тока разряда:




Рис. 11. График зависимости концентрации электронов от тока разряда

В заключение для наглядности построим на одном графике семейство зондовых характеристик для разных токов разряда:




Рис. 12. Семейство зондовых характеристик

5 Вывод

В ходе работы была получена вольт-амперная характеристика тлеющего газового разряда, в результате чего было определено максимальное дифференциальное сопротивление разряда $R_{\rm диф}=(6.15\pm0.24)\cdot10^4$ Ом. Также были определены и рассчитаны характеристики плазмы при трех различных токах разряда (таблица 3). Из них можно сделать следующие выводы:

- 1. степень ионизации достаточно далека от единицы, что соответствует температуре электронов порядка $10^4~{\rm K};$
- 2. так как $N_D\gg 1$, плазма близка к идеальной, потому что является очень разреженной;
- 3. так как дебаевский радиус очень мал (много меньше линейных размеров плазмы), плазму можно считать квазинейтральной.